



LABORATORIOS TOPP, C.A
Zona Industrial San Pablo, Segunda Avenida, Galpones 26 y
27 Turmero Estado Aragua.

J-30104680-3

Gerente General

Giuseppe Manilia

Contacto: 0244-6639911 fax: 0244-6635879 Cel: 0414-4642263

giuseppe.manilia@gmail.com

www.laboratoriostopp.com

Electrotopp Vitaminado con Aminoacidos

Composición

Bicarbonato de sodio: 150,0 gr

Cloruro de sodio: 180,0 gr

Cloruro de potasio: 20,0 gr

Vitamina A: 5.000.000,0 UI

Vitamina D3: 750.000,0 UI

Vitamina E: 10,0 gr

Vitamina K3: 2,4 gr

Vitamina B1: 2,0 gr

Vitamina B2: 2,0 gr

Vitamina B6: 4,0 gr

Vitamina B12: 10,0 gr

Vitamina C: 25,0 gr

Acido nicotínico: 15,0 gr

Pantotenato de calcio: 5,0 gr

Ácido fólico: 0,5 gr

Metionina: 15,0 gr



Lisina: 25,0 gr

Dextrosa C.S.P: 1000,0 gr

Descripción e indicaciones

Solución de vitaminas liposolubles a hidrosolubles y aminoácidos de color ambar. E una combinación balanceada de electrolitos y vitaminas liposolubles adaptada a las condiciones del país, que permite cubrir los requerimientos vitamínicos diarios con 0,5 g del producto por litro de agua de bebida y administrar dosis terapéuticas con el doble de esa cantidad.

Especialmente formulado para la recepción de pollitos (as) y en estados carenciales, estrés de cualquier índole y post tratamiento con antibióticos.

Vía de Administración y dosificación:

Oral:

Recepción de pollitos (as):

0.5 g/litro de agua de bebida durante los primeros días de edad.

Dosis general:

1.0 g/Lt de agua de bebida x 3 a 5 días o al criterio del Médico Veterinario

Forma farmacéutica:

Polvo Oral

Efecto terapéutico:

Suplemento nutricional vitamínico

Especies:



Presentaciones:

Bolsas Aluminizadas de 500 g

Tiempo de retiro:

N/A

Contraindicaciones:

N/A

Nro. Registro S.A.S.A.: M.F: 7.172

Nro. Registro I.N.S.A.I. En tramite